

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	022106
<b>Désignation</b>	Pompe péristaltique Major Science MU-D02



### Description :

- ✓ Pompe Peristaltique MU-D02
- ✓ Taille compacte
- ✓ Contrôle précis par microprocesseur
- ✓ Tête de pompe Watson Marlow
- ✓ Reversible pour purge
- ✓ Certifié CE
- ✓ Garantie 1 an

Modèle	MU-D02
Fabricant	Major Science
Contrôle	Par microprocesseur
Moteur	Moteur sans balai
Vitesse de la pompe	5 – 600 rpm / incréments de 1 rpm
Flux variable	0,3 – 2,280 ml/min
Nombre de rollers	3
Température d'utilisation	Ambiante à 40°C
Dimensions de la pompe l x p x h	200 x 340 x 130 mm
Matériau	fer
Poids	5,7 kg (approx.)
Puissance	100 W
Tension électrique	100 – 240V
Référence Dutscher	022106

**Unité de vente :** 1 pompe