


FICHE TECHNIQUE

Référence	022115
Désignation	Four



Description :

- ✓ Four à hybridation Major
- ✓ Modèle MO-AOR Agitation orbitale
- ✓ Affichage de la programmation via un écran tactile
- ✓ Agitation sur le modèle orbital bidirectionnelle
- ✓ Calibration possible par l'utilisateur
- ✓ Fermeture de sécurité sur la porte
- ✓ Large gamme d'accessoires disponibles
- ✓ Pour 4 flacons de 500 ml ou 5 flacons de 250 ml
- ✓ Affichage : 3.5"64K color TFT
- ✓ Contrôle de l'interface : écran tactile et interface graphique
- ✓ Fonction rôtisserie
- ✓ Vitesse rôtisserie : 5-10 tr/min – 1 tr/min
- ✓ Minuterie : 1-9999 min avec alarme, continu
- ✓ Vitesse : 0-200 tr/min
- ✓ Gamme de température : ambiante +5°C à 85°C
- ✓ Incrément de température : 0.1°C
- ✓ Stabilité à 37°C : ±0.2°C
- ✓ Précision à 37°C : ±0.2°C
- ✓ Dim. Int. (L x l x h) : 340 x 225 x 260 mm
- ✓ Dim. Ext. (L x l x h) : 442 x 462 x 452 mm
- ✓ Dim. Plate-forme : 270 x 200 mm
- ✓ Poids : 29 kg

Unité de vente :

1 Four