



Support pour EPI en sachet ou liasse  
Wall support for PPE in bag or bundle  
Soporte de pared por PPE en bolso

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto



Référence/ Reference/ Referencia	957365
Matériau / Material / Material	Inox 304
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	82159910
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629576006
Poids / Weight / Peso	
Largeur / Width / Largo	340
Hauteur /Height / Altura	110
Profondeur / Depth / Profundidad	80
Conditionnement / Packging / Condiicionado	1
Consommables compatibles / Disposable suitable / Desechables compatibles	Gants en sachet ou tablier en liasse/ Gloves in bags or aprons in bundle/ Guantes in bolsas o delantal en
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	1 sachets de gants / 1 pack of gloves / 1 bolsas de guantes
Fournis avec / Supply with / Suministrado con	Pictogramme / Pictogramm / Pictograma Vis et cheville / plugs and screw / tacos y tornillas