



Soporte de pared por PPE en bolso Distributeur pour EPI en sachet
Dispensers for PPE in bag,
Dispensador por PPE en bolso

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto

Référence/ Reference/ Referencia	957360
Matériau / Material / Material	Inox 304
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	82159910
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629576006
Poids / Weight / Peso	1,20kg
Largeur / Width / Largo	250
Hauteur /Height / Altura	285
Profondeur / Depth / Profundidad	100
Conditionnement / Packging / Condicionado	1
Consommables compatibles / Disposable suitable / Desechables compatibles	Gants en sachets / Gloves in bags / Guantes en bolsas
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	1 sachet de 100 / 1 pack of 100 gloves / 1 bolsa de 100 guantes

Informations colis / Parcel information / Informaciones sobre el paquetes

Poids / Weight / Peso	1,27
Largeur / Width / Largo	295
Hauteur /Height / Altura	430
Profondeur / Depth / Profundidad	110
Volume / Volume / Volumen	0,014 m3

