



Distributeur inox pour masques chirurgicaux  
 Dispenser for chirurgical mask in stainless steel  
 Dispensador inox de mascarar quirúrgicas

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto



Référence/ Reference/ Referencia	<b>957410</b>
Matériau / Material / Material	<b>Inox 304</b>
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	<b>82159910</b>
Origine/ Origin / Origen	<b>France</b>
EAN 13	<b>3435629574101</b>
Poids / Weight / Peso	<b>0,74kg</b>
Largeur / Width / Largo	<b>185</b>
Hauteur / Height / Altura	<b>105</b>
Profondeur / Depth / Profundidad	<b>105</b>
Conditionnement / Packing / Condiicionado	<b>1</b>
Consommables compatibles / Disposable suitable / Desechables compatibles	<b>Masque chirurgical / Chirurgical mask / Mascarar quirurgicas Notre ref / Our ref / Nuestra ref : 957609</b>
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	<b>1 boîte de 100 / 1 box of 100 / 1 caja de 100</b>
Fournis avec / Supply with / Suministrado con	<b>Vis et cheville / plugs and screw / tacos y tornillas</b>

Informations colis / Parcel information / Informaciones sobre el paquetes

Poids / Weight / Peso	0,74
Largeur / Width / Largo	200
Hauteur / Height / Altura	130
Profondeur / Depth / Profundidad	150
Volume / Volume / Volumen	0,004 m3