



Distributeur inox pour masques
Stainless steel mask dispenser
Dispensador inox de mascarillas

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto



Référence/ Reference/ Referencia	957900
Matériau / Material / Material	Inox 304
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	82159910
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629579007
Poids / Weight / Peso	0,33kg
Largeur / Width / Largo	80
Hauteur /Height / Altura	240
Profondeur / Depth / Profundidad	45
Conditionnement / Packging / Condicionado	1
Consommables compatibles / Disposable suitable / Desechables compatibles	Masque chirurgicaux / Chirurgical mask / Mascaras quirurgicas Notre ref / Our ref / Nuestra ref : 957608
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	1 boîte de 100 / 1 box of 100 / 1 caja de 100
Fournis avec / Supply with / Suministrado con	Vis et cheville / plugs and screw / tacos y tornillas

Informations colis / Parcel information / Informaciones sobre el paquetes

Poids / Weight / Peso	0,35
Largeur / Width / Largo	85
Hauteur /Height / Altura	245
Profondeur / Depth / Profundidad	50
Volume / Volume / Volumen	0,001 m3