



Distributeur mural pour gants 3 boîtes  
 Dispenser for gloves - wall mounted - 3 boxes.  
 Dispensador mural para guantes - 3 cajas



**Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto**

Référence/ Reference/ Referencia	<b>957330</b>
Matériau / Material / Material	<b>Inox 304 / Stainless steel 304 / Acero inoxidable 304</b>
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	<b>82159910</b>
Origine/ Origin / Origen	<b>France</b>
EAN 13	<b>3435629573302</b>
Poids / Weight / Peso	<b>1,54 kg</b>
Largeur / Width / Largo	<b>415</b>
Hauteur/Height / Altura	<b>270</b>
Profondeur / Depth / Profundidad	<b>93</b>
Conditionnement / Packing / Condicionado	<b>1</b>
Consommables compatibles / Disposable suitable / Desechables compatibles	<b>Gants de protection jetable / Protective disposable gloves / Guantes de proteccion desechables Nos ref / Our ref / Nustras ref : 957602 - 957603 - 957604 - 657605</b>
Capacité du produit / Product capacity / Capacidad del producto	<b>3 boîtes de 100 gants / 3 boxes de 100 gants / 3 cajas de 100 guantes</b>
Fournis avec / Supply with / Suministrado con	<b>Vis et cheville / plugs and screw / tacos y tornillas</b>

**Informations colis / Parcel information / Informaciones sobre el paquetes**

Poids / Weight / Peso	1,65
Largeur / Width / Largo	420
Hauteur/Height / Altura	275
Profondeur / Depth / Profundidad	100
Volume / Volume / Volumen	0,012 m3