



Sur Chaussure SUPER GRIP Taille L - Couleur Noir
Overshoes SUPERGRIP Taille L - Couleur Noir
Cubrezapatos Taille L - Color Negro



Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto

Référence/ Reference/ Referencia	957618
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	6402991000
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629576181
Poids / Weight / Peso	0,51kg
Conditionnement / Packging / Condicionado	En sachet d' 1 paire / In bag of 1 pair / En bolsa de 1 par
Correspondances des tailles / Size chart / Correspondancia de los tamanos	XL = 45 à 48
Caractéristiques produit / Product features / características del producto	Réutilisable, lavable, étanche, s'adapte à toutes les chaussures / Reusable, washable, waterproof, fit any type of shoes / Rutilizable, lavable, apretado, ajustado a todo tipo de zapatos

Jurine SARL
95 Rue de La Roche du Geai
42000 Saint-Etienne
e-mail : info@jurine.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS