



Sur Chaussure SUPER-GRIP Taille S - Couleur Blanc
Overshoes SUPER-GRIP Taille S - Colour White
Cubrezapatos SUPER-GRIP Taille S - Color Blanco



Jurine SARL
95 Rue de La Roche du Geai
42000 Saint-Etienne
e-mail : info@jurine.com

Informations produits / Product information / Informaciones sobre el producto

Référence/ Reference/ Referencia	957620
Code TARIC/ TARIC code / Código TARIC	6402991000
Origine/ Origin / Origen	France
EAN 13	3435629576204
Poids / Weight / Peso	0,28kg
Conditionnement / Packging / Condicionado	En sachet d' 1 paire / In bag of 1 pair / En bolsa de 1 par
Correspondances des tailles / Size chart / Correspondancia de los tamanos	S = 34 à 35
Caractéristiques produit / Product features / características del producto	Réutilisable, lavable, étanche, s'adapte à toutes les chaussures / Reusable, washable, waterproof, fit any type of shoes / Rutilizable, lavable, apretado, ajustado a todo tipo de zapatos