

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	022457
<b>Désignation</b>	Distributeur pour gants en boîte ou sachet



### Description :

- ✓ Conçu pour limiter les angles et zones de rétention (ambiance protégée)
- ✓ En inox 304
- ✓ Livré avec vis et chevilles de fixation
- ✓ En option : jeu de fixations magnétiques
- ✓ Poids : 1,11 kg
- ✓ Dimensions : 310 x 175 x 100 mm

### Unité de vente :

1 Distributeur pour gants en boîte ou sachet