

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	022460
<b>Désignation</b>	BOX INOX 304 POUR ECRAN FACIAL ET MASQUE DE PROTECTION



### Description :

- ✓ En Inox
- ✓ Poids : 2.21 kg
- ✓ Dimension : L x H x P = 197 x 230 x 138
- ✓ Pour écran facial et Masque respiratoire
- ✓ Fournis avec pictogramme, vis et cheville

### Unité de vente :

1 boîte

---