


FICHE TECHNIQUE

Référence	022461
Désignation	Distributeur acier pour masques chirurgicaux



Description :

- ✓ En acier + peinture
- ✓ Origine : France
- ✓ Capacité : 1 boîte de 50 masques
- ✓ Fournis avec vis et cheville
- ✓ Poids : 0,73 kg
- ✓ Dimensions distributeur (largeur x profondeur x hauteur) : 235 x 130 x 110 mm
- ✓ Dimensions colis (largeur x profondeur x hauteur) : 240 x 150 x 130 mm

Unité de vente :

1 Distributeur acier pour masques chirurgicaux