

## Désignation

- Thermomètre bio-temp sur tige -10+ 60 305mm 76

## Référence

- 022505



Unité de vente : 1

---

## Description

- Thermomètre en verre bio
- Sur tige émaillée jaune
- L'échelle imprimée bleue et l'indication de l'immersion au dos, sont complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques
- Dans les thermomètres à immersion partielle une ligne et une flèche indiquent le niveau d'immersion
- L'anneau de suspension triangulaire évite au thermomètre de rouler même sur les surfaces planes
- La colonne de liquide bleu face à la tige jaune, permet une exceptionnelle clarté de lecture
- Remplissage avec un liquide bleu organique, écologiquement sûr
- Les échelles sont adaptées pour couvrir les intervalles de température les plus utilisés, avec possibilité de subdivisions 0,1 °C et 0,2 °C
- Les emballages individuels très résistants et emboîtables en plastique recyclable, permettent un rangement facile des instruments
- Matériau : Verre
- Dimensions : Longueur : 305 mm
- Précision : 1 °C
- Couleur : Tige émaillée : jaune
- Echelle : -10 + 60 °C
- Division : 0,5 °C
- Immersion : 76 mm
- Modèle : Usage général

