

FICHE TECHNIQUE

Référence	022506
Désignation	Thermomètre Bio-Temp sur tige



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Sur tige émaillée jaune
- ✓ Echelle : -10°C +60°C
- ✓ Division : 0,5°C
- ✓ Echelle imprimée bleue et indication de l'immersion au dos complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques
- ✓ Anneau de suspension triangulaire évite au thermomètre de rouler même sur les surfaces planes
- ✓ La colonne de liquide bleu face à la tige jaune permet une exceptionnelle clarté de lecture
- ✓ Remplissage avec un liquide bleu organique, écologiquement sûr
- ✓ Emballage individuel très résistant et emboîtable en plastique recyclable, permet un rangement facile
- ✓ Longueur : 305 mm

Unité de vente :

1 Thermomètre Bio-Temp sur tige
