


FICHE TECHNIQUE

Référence	022507
Désignation	Thermomètres verre bio-Temp



Description :

- ✓ Sur tige émaillée jaune
- ✓ L'échelle imprimée bleue et l'indication de l'immersion au dos, sont complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques
- ✓ A immersion partielle une ligne et une flèche indiquent le niveau d'immersion
- ✓ Immersion : 76 mm
- ✓ L'anneau de suspension triangulaire évite au thermomètre de rouler même sur les surfaces planes
- ✓ La colonne de liquide bleu face à la tige jaune, permet une exceptionnelle clarté de lecture
- ✓ Remplissage avec un liquide bleu organique, écologiquement sûr
- ✓ Les échelles sont adaptées pour couvrir les intervalles de température les plus utilisés, avec possibilité de subdivisions 0,1 °C et 0,2 °C
- ✓ Les emballages individuels très résistants et emboîtables en plastique recyclable, permettent un rangement facile des instruments
- ✓ Echelle : -10°C à +110°C
- ✓ Divisions : 0,5°C
- ✓ Longueur : 305 mm
- ✓ Précision : 1°C

Unité de vente :

1 Thermomètre