

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	022510
<b>Désignation</b>	Thermomètre en verre Bio-Temp



---

### Description :

- ✓ Thermomètre à usage général sur tige émaillée jaune
- ✓ Echelle imprimée bleue et indication de l'immersion au dos, complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques
- ✓ Immersion 76 mm, une ligne et une flèche indiquent le niveau de l'immersion
- ✓ La colonne de liquide bleu face à la tige jaune permet une exceptionnelle clarté de lecture
- ✓ L'anneau de suspension triangulaire évite au thermomètre de rouler même sur les surfaces planes
- ✓ Echelle : -100°C à +30°C
- ✓ Précision : 2°C
- ✓ Divisions : 1°C
- ✓ Longueur : 305 mm

### Unité de vente :

1 Thermomètre en verre Bio-Temp

---