


FICHE TECHNIQUE

Référence	022519
Désignation	Thermomètres



Description :

Thermomètres Bio-Temp sur tige émaillée jaune. L'échelle imprimée bleue et l'indication de l'immersion au dos, sont complètement indélébiles et résistants aux agents chimiques. Remplissage avec un liquide bleu organique, écologiquement sûr.

Spécifications :

- ✓ Echelle : -10 à +250 °C
- ✓ Divisions : 1 °C
- ✓ Longueur : 405 mm
- ✓ Précision : 3°C
- ✓ Immersion : 76 mm

Unité de vente :

1 Thermomètre
