



**CERTIFICAT de CONFORMITE**  
**CERTIFICATE of CONFORMITY**  
**CERTIFICADO de CONFORMIDAD y de ANALYSIS**  
**CERTIFICATO di CONFORMITA' e di ANALISI**

Fr

Nous soussignés, ALLA FRANCE, certifions que l'instrument ci-dessous a été examiné pour que l'exactitude d'étalonnage réponde aux caractéristiques requises.  
Les tests d'étalonnage ont été réalisés conformément aux directives EMC 89/336/EEC, EN61000-6-3, EN55022, EN61000-6-1, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3.  
Les étalons utilisés pour les tests sont traçables NIST / DKD / COFRAC / BS / GOST

En

We, ALLA FRANCE, certify that the instrument has been controlled to verify that the precision of the calibration responds to the characteristics required.  
The calibration tests have been made to comply with the directives: EMC 89/336/EEC, EN61000-6-3, EN55022, EN61000-6-1, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3.  
The official master instruments used for these tests are traceable to NIST / DKD / COFRAC / BS / GOST

Es

Nuestra compañía ALLA FRANCE certifica que el instrumento siguiente se ha examinado para que la exactitud de calibración responda a las características requeridas.  
Las pruebas de calibración se realizaron de acuerdo con las directivas EMC 89/336/EEC, EN61000-6-3, EN55022, EN61000-6-1, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3.  
Para el control se usaron Patrones primarios trazables a NIST / DKD / COFRAC / BS / GOST

It

La ditta ALLA FRANCE certifica che la precisione di taratura dell'articolo indicato è stata verificata e corrisponde alle caratteristiche richieste.  
I test di calibrazione sono stati realizzati secondo i metodi indicati dalle direttive EMC 89/336/EEC, EN61000-6-3, EN55022, EN61000-6-1, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3.  
Gli standard utilizzati per i controlli sono standard tracciabili a NIST / DKD / COFRAC / BS / GOST

# Article / # Código / # Codice : **91000-028/F**

**Article :** Th Digit -40+70°C / -40+158°F : 0.1°C & °F Pour Congél. et Réfrig.

**Product :** Digital Thermometer °C/°F for freezer - fridge

**Producto :** Termómetro digital para congelador °C/°F

Chemillé, 23/10/2014

