

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	022553
<b>Désignation</b>	Thermomètre Frigo / Congélateur



### Description :

Thermomètre de réfrigérateur et congélateur

### Spécifications :

- ✓ -40 °C à +70°C / résolution : 0,1 °C
- ✓ Avec timer pour le décompte du temps de dépassement
- ✓ Max/Min Data hold
- ✓ Sous blister
- ✓ 1 alarme sonore + 1 alarme lumineuse
- ✓ Double sonde, double affichage, double alarme
- ✓ Alarmes programmables

### Unité de vente :

1 Thermomètre

---