

Fiche Technique


Densimètre En Verre Non Normalisé
Référence 3010FG080/20-qp

A usage général

A masse volumique (g/ml)

Lecture au-dessous du ménisque

Livré sans certificat d'étalonnage



Caractéristiques

- Série 100 g/ml
- Échelle de mesure 0.800-0.900 g/ml
- Division: 0.001 g/ml
- Tolérance : ± 0.002 g/ml
- Temp. d'étalonnage : 20°C
- Tension de surface: 30 mN/m
- ± 300 mm
- En étui individuel