

Fiche Technique

Densimètre en verre non normalisé


Référence 3010FG110/20-qp

A usage général

A masse volumique (g/ml)

Lecture au-dessous du ménisque

Livré sans certificat d'étalonnage



Caractéristiques

- t échelle de mesure 1100-1200 g/ml
- t division: 0.001 g/ml
- t tolérance : +/- 0.002 g/ml
- t temp. d'étalonnage : 20°C
- t tension de surface: 55 mN/m
- t ± 300 mm
- t En étui plastique

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France