

FICHE TECHNIQUE

Référence	022577
Désignation	Densimètre



Description :

- ✓ Densimètre à masse volumique (g/ml)
- ✓ Lecture au-dessous du ménisque
- ✓ Livré en étui plastique individuel

Certificats :

- ✓ Sans certificat

Caractéristiques techniques :

- ✓ Amplitude : 0,800 – 1,000 g/ml
- ✓ Division : 0,002
- ✓ Tolérance : $\pm 0,004$
- ✓ Temp. Etalonnage : 20°C
- ✓ Tension de surface : 35 mN/m
- ✓ Longueur : 300 mm

Unité de vente :

1 Densimètre