

Fiche Technique

Thermomètre Bio-Temp
Référence 5980T130-T-qp

Base PEHD
avec ralentisseur thermique



Caractéristiques

- τ +20+130°C
- τ Div : 1°C
- τ Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$
- τ Protection Téflon
- τ Pour étuves
- τ Au liquide bleu
- τ 150 mm
- τ Sans mercure
- τ Avec certificat de conformité
- τ En étui plastique



Ne pas laver au lave-vaisselle.