

Désignation

- Plaque PCR à jupe low profile 96 puits coloris naturel Multi

Référence

- 023080



Unité de vente : 25

Description

- Plaques à 96 puits à paroi fine en polypropylène, destinées à tout type de thermocycleur.
 - Grille alphanumérique imprimée
 - Rigides, indéformables à la chaleur
 - Modèles à jupe low profile ou sans jupe ultra plate
 - Certifiées exemptes de DNase et RNase
- Volume de travail : 0,1 ml / Volume maximum : 0,2 ml
- Couleur Naturel
- Canaux 96
- Profil : faible rétentione
- Jupe : juppé

