

## Désignation

- Pointe 0,1 - 10 µl micro pour Gilson G MicroTip - sur rack de 96 pointes

## Référence

- 023560A

Unité de vente : 960



---

## Description

Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :

- la surface "standard" en polypropylène vierge,  
- la surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire.

- Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- Supporte des autoclavages répétés
- Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- Volume : 0,1 - 10 µl
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable

