


**AGITATEUR VA-ET-VIENT  
(KAHN)**

**AVK**



**PA001**



**PA003**

*Agitateur va-et-vient*

*Pour hémolyse, agglutination, homogénéisation, extraction, dynamisation...  
En tubes ou flacons verticaux, horizontaux ou inclinés.*

Poids de l'appareil : 5kg

Dimensions de l'appareil avec le couvercle anti-poussière :

Largeur 24cm x profondeur 38cm x hauteur 18.5 cm couvercle compris.

Son mécanisme électromagnétique à suspension flexible est très silencieux et pratiquement inusable.

Le mouvement donne 280 oscillations rectilignes de 2.5cm par minute pour une charge de 1.2Kg, la vitesse étant plus rapide pour une charge plus faible.

L'appareil peut fonctionner en étuve réfrigérée sans perturbation de la température.

Le couvercle en plexiglas transparent bordé d'acier inox poli couvre l'appareil au repos.

Dimensions : largeur 23.5cm x longueur 33 cm x hauteur 11.5 cm.

La minuterie 0/15 mn ou 0/60 mn selon les modèles (cf. tarif) permet l'arrêt automatique.

L'inverseur à 3 positions donne le choix pour un fonctionnement permanent.

Des portoirs en acier inox à alvéoles élastiques maintenus sur le plateau à mâchoires assurent une parfaite immobilisation des tubes et récipients durant l'agitation.

Le tableau de commande des appareils avec minuterie comporte :

L'interrupteur (à gauche) MARCHE ARRÊT avec lampe-témoin verte de marche.

L'inverseur (au centre) MARCHE CONTINUE en haut et MINUTERIE en bas.

Le bouton-cadran de réglage de minuterie (à droite).