

FICHE TECHNIQUE

Référence	024108
Désignation	Bain marie bouillant



Description :

- ✓ Chauffage fixe à 100°C
- ✓ Volume 7.5 litres
- ✓ Système de niveau constant
- ✓ Vidange
- ✓ Conforme NFV 04-295
- ✓ Cuve emboutie sans soudure
- ✓ Affichage analogique
- ✓ Témoin manque d'eau et de chauffe
- ✓ Dimensions internes : 505 x 300 x 100 mm
- ✓ Dimensions externes : 510 x 430 x 205 mm
- ✓ Puissance : 1550 W
- ✓ Garantie : 1 an
- ✓ Livré sans plateau

Unité de vente :

1 Bain marie