

YX 280- 281-282-283-284-285 Portoirs distributeurs de 20 boîtes de Pétri diam 90

Supports, portoirs et anneaux

Portoirs boîtes de Pétri



Secteurs visés: médical, vétérinaire, pharmacie, agro-alimentaire

YX 280 281 282 283 284 285- PORTOIRS DISTRIBUTEURS DE 20 BOITES DE PETRI DIAM 90



Avantages du produit

Stockage en une seule pile de 20 boîtes de Pétri Ø90mm
 Distribution des boîtes une à une par le dessous de la pile
 Parfaite stabilité avec une distribution à la base
 Identification instantanée par code-couleur
 Rangement et stockage possibles dans la porte du réfrigérateur

Caractéristiques: Portoirs distributeurs DISPETRI de 20 boîtes de Pétri diam 90 mm

Matière	YX 280: tout inox 304L YX 281: peint époxy bleu YX 282: peint époxy vert YX 283: peint époxy jaune YX 284: peint époxy rouge YX 285: peint époxy blanc
Dimensions	115 x 95 x Hauteur 315 mm
Poids	230 gr
Normes	NF V 08-002 et Iso 7218