

FICHE TECHNIQUE

Référence	024170
Désignation	Bain marie agité



Description :

- ✓ Cuve inox
- ✓ Volume : 12 litres
- ✓ Enveloppe en acier inox peint epoxy
- ✓ Contrôle de la vitesse : Fixe 200 allers retour / min
- ✓ Interrupteur agitation : Arrêt / en continu ou alternée (avec réglage du temps)
- ✓ Température : 35 à 95°C Réglable par potentiomètre
- ✓ Dimensions : 435 x 285 x 285 mm
- ✓ Garantie : 1 an
- ✓ Portoir de butyromètre à ajouter

Unité de vente :

1 bain marie
