

FICHE TECHNIQUE

Référence	026400A
Désignation	Pointe 0,1 - 10 µl



Description

- ✓ Description : Pointe MicroReach longue universelle
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : oui 2, 5, 10 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Pointes sur CellRack avec couvercle à charnière

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,1-10 µl
- ✓ Dimensions : (long) 45,34 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes