

FICHE TECHNIQUE

Référence	026410TA
Désignation	Pointes MicroReach 0,1 – 10 µl



Description :

- ✓ Pointes sur rack à charnière (96 pointes/rack)
- ✓ Utilisable également avec le QuickRack
- ✓ Stérile – exempt de DNase, RNase, d'ADN humain, d'inhibiteur de PCR et de pyrogènes
- ✓ Surface Low binding : pointe hydrophobe qui réduit les tensions de surface = restitution maximale de l'échantillon et rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Volume : 0,1 – 10 µl



Unité de vente :

960 Pointes MicroReach 0,1 – 10 µl
