

## Désignation

- Soft Tip Standard universelle graduée - Sur rack à charnière - Coloris naturel - Stérile - sur rack de 96 pointes

## Référence

- 026430A

Unité de vente : 960



---

## Description

- Portoir avec couvercle battant, charnière et verrou.
- Surface "standard" en polypropylène vierge
- Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- Stérile
- Volume : 1 - 200  $\mu$ l
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable
- RNase/DNase free
- Type : standard

