

FICHE TECHNIQUE

Référence	027110
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Pointes Multi CellRack
- ✓ Surface standard
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ Universelle
- ✓ Non graduée
- ✓ Volume : 10 – 1000 µl
- ✓ Couleur : bleue

Unité de vente :

1000 Pointes
