

FICHE TECHNIQUE

Référence	027120
Désignation	Pointes Multi CellRack



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ Volume: 10 – 1000 µl
- ✓ Stérilisées par irradiation gamma
- ✓ Universelles
- ✓ Coloris: bleu

Unité de vente :

10 Racks de 100 Pointes