

FICHE TECHNIQUE

Référence	027210
Désignation	Microtube 1,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon snap, conçu pour les ouvertures et fermetures répétées
- ✓ Faible adsorption des protéines

Certificats :

- ✓ Stérile : non, exempt de DNases, RNases, endotoxines, ADN humain et inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 24 000 g
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø int. x h ss bouchon) : 9,19 x 38,98 mm

Unité de vente : 250 Microtubes
