

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	027500
<b>Désignation</b>	Pointe cristal 0,5-10 µl



---

### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Pour Eppendorf e-tip
- ✓ Pointes stériles
- ✓ Exempte de DNase, RNase, inhibiteur de PCR, ADN humain et non pyrogènes
- ✓ Sur portoir CellRack :
  - Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
  - Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
  - Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
  - Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par micropipette facilitée
  - Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Aussi utilisable avec QuickRack
- ✓ Volume 0,5 – 10 µl

### Unité de vente :

960 Pointes cristal 0,5 – 10 µl

---