

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	027510
<b>Désignation</b>	Pointes Multi CellRack



### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ Volume: 0,5 – 10 µl
- ✓ Adaptées aux pipettes Ependorf

### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes

---