


FICHE TECHNIQUE

Référence	027720
Désignation	Pointes Multi TipStation



Description :

- ✓ Pointe Soft Tip
- ✓ Surface "standard" en polypropylène vierge
- ✓ 10 portoirs de pointes prêts à l'emploi, dans un encombrement minimal
- ✓ La Tip-Station contient 5 plateaux chargés et superposés, de 2 x 96 (=192) pointes chacun
- ✓ Il suffit de retirer un niveau après utilisation des pointes
- ✓ Idéal pour les pipettes multicanaux
- ✓ Gain de place
- ✓ Les pointes sont bien maintenues dans leur alvéole
- ✓ Couvercle à deux compartiments, permettant de n'exposer que 96 pointes à la fois
- ✓ Fond de grande stabilité
- ✓ RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ Biseautée
- ✓ Non stérile
- ✓ Universelle graduée
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Volume : 1 – 200 µl

Unité de vente :

5 Boîtes de 960 pointes
