

FICHE TECHNIQUE

Référence	028001
Désignation	Cryotube



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A bouchon à pas de vis externe en polyéthylène haute densité (HDPE)
- ✓ Avec graduation
- ✓ Fond rond à jupe pied cranté
- ✓ Stérilisé aux rayons gamma, non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Volume 1,2 ml
- ✓ Dimensions 13,5 x 38 mm

Unité de vente :

25 Cryotubes