

Désignation

- Bonbonne PP 10L avec robinet

Référence

- 028002

Unité de vente : 1



Description

- Pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- Les modèles en polypropylène autoclavable conviennent tout particulièrement au stockage de milieux stériles
- En polypropylène autoclavable et en polyéthylène basse densité (LDPE) ou haute densité (HDPE)
- Étanches
- 2 poignées
- Graduées par 5 litres et par gallon
- A autoclaver vides, avec le bouchon non vissé
- PP : autoclavable, LPE : non autoclavable, HDPE : non autoclavable
- Volume 10 l
- Matériau Polypropylène
- Dimensions \varnothing x h : 250 x 389 mm
- Autoclavable
- Bouchon : 83B
- Robinet : oui

