

FICHE TECHNIQUE

Référence	028021
Désignation	Bouteille carrée



Description :

- ✓ En PETG
- ✓ Transparentes
- ✓ Bouchon à vis étanche doublé d'une bande thermorétractable
- ✓ Congelables jusqu'à -40 °C
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage par plateaux
- ✓ Exemptes de pyrogènes
- ✓ Volume : 30ml
- ✓ Dimension : L x h : 38 x 63 mm

Unité de vente :

96 bouteilles