

## Désignation

- Bouteille PETG stérile carrée Nalge 125ml

## Référence

- 028023

Unité de vente : 48



---

## Description

- Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon
- Taille du bouchon : 38-430 mm
- Diamètre : 54 mm
- Hauteur : 110 mm
- Capacité : 125 ml
- Couleur : Transparents
- Diamètre intérieur de col : 28 mm
- Application : Stockage en congélateur à une température inférieure à 40° C
- Matériau : PETG
- Certifications/Conformité Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l'USP classe VI.
- Non autoclavable
- Gradué
- Bouche Étroit
- Forme Carré
- Stérile
- Conditionnement : 2 paquets de 24 bouteilles

