

FICHE TECHNIQUE

Référence	028024
Désignation	Bouteille



Description :

- ✓ En PETG
- ✓ Stérile
- ✓ Graduées
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Forme : carré
- ✓ Transparentes
- ✓ Dimension : L x h : 58 x 147 mm
- ✓ Flacons étanches avec bouchons en EPHD fournis
- ✓ Adaptés au stockage congelé jusqu'à -40 °C
- ✓ Emballage par plateaux

Unité de vente :

48 Bouteilles