


FICHE TECHNIQUE

Référence	028025
Désignation	Bouteille



Description :

- ✓ En PETG
- ✓ Forme : carrée
- ✓ Transparentes
- ✓ Graduées
- ✓ Bouchon à vis étanche doublé d'une bande thermorétractable
- ✓ Congelable jusqu'à -40°C
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Exemptes de pyrogènes
- ✓ Emballage par plateaux
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Dimensions (L x h) 73 x 177 mm

Unité de vente :

24 Bouteilles