

FICHE TECHNIQUE

Référence	028026
Désignation	Bouteille



Description :

- ✓ En PETG
- ✓ Stérile
- ✓ Graduées
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Forme : carré
- ✓ Transparentes
- ✓ Dimension : L x h : 93 x 218 mm
- ✓ Flacons étanches avec bouchons en EPHD fournis
- ✓ Adaptés au stockage congelé jusqu'à -40 °C
- ✓ Emballage par plateaux

Unité de vente :

24 Bouteilles