

FICHE TECHNIQUE

Référence	028044
Désignation	Flacons cryo 15ml stériles



Description :

- ✓ Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d'échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l'azote liquide en phase vapeur.
- ✓ Capacité : 15 ml
- ✓ Forme du fond : Plat
- ✓ Matériau : PP
- ✓ Type de filetage : Externe
- ✓ Non gradué
- ✓ Diamètre externe : 33,274 mm
- ✓ Type : Bouchon vissé cryogénique
- ✓ Matériau du bouchon : PE
- ✓ Type de bouchon : PEHD fileté, sans doublure
- ✓ Stérile

Unité de vente :

75 Flacons