

FICHE TECHNIQUE

Référence	028048
Désignation	Cryotubes Système 100



Description :

Cryotubes en polypropylène de 1 ml à pas de vis externe. Pour stockage d'échantillons en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote. Capuchon vissant avec joint pour assurer une meilleure étanchéité.

- ✓ Centrifugeables jusqu'à 8000 g
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ Autostables
- ✓ Non cytotoxiques
- ✓ Non pyrogènes
- ✓ Volume 1 ml

Unité de vente :

500 Cryotubes
