

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	028049
<b>Désignation</b>	Cryotubes Système 100



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A pas d vis externe
- ✓ Bouchon vissant avec joint pour assurer une meilleure étanchéité
- ✓ Pour le stockage des échantillons en congélateur mécanique ou en phase azote
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 8000 g
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ Autostables
- ✓ Non cytotoxiques
- ✓ Non pyrogènes
- ✓ Volume 1,5 ml
- ✓ Dimensions : 12 x 48 mm

### Unité de vente :

500 Cryotubes

---