

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	028053
<b>Désignation</b>	Boîte de stockage pour microtubes



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Couverture transparente avec grille de marquage
- ✓ Insert en mousse de polyuréthane haute température
- ✓ Forme carrée

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour 64 (8x8) microtubes 0,2 ml
- ✓ Utilisable de -135°C à +121°C
- ✓ Dimensions : 133 x 133 x 51 mm

### Unité de vente :

4 Boîtes de stockage pour microtubes