

FICHE TECHNIQUE

Référence	028057
Désignation	Labtop coolers Nalgene



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Maintient la température des échantillons sur la paillasse
- ✓ Le boîtier est rempli d'un gel non toxique
- ✓ Pour 3 x 4 microtubes de 0,5 / 1,5 ml
- ✓ Couleur du corps : bleu
- ✓ Gel dans le couvercle : non
- ✓ Température : -15°C, 1 heure

Unité de vente :

1 Container
